

LGT 3725

Technische Daten

Bruttoinhalt gesamt [l]	365
Nutzinhalt gesamt [l]	342
Abmessungen H/B/T [cm]	91,9/137,30/80,80
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	65
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	117
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	50
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	2,928
Kühlsystem Gefrierteil	statisch
Abtauverfahren Gefrierteil	manuell
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-10°C bis -45°C
Material Tür-/Deckel	Stahl
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Innenbehälter	Aluminium weißbeschichtet
Farbe Abdeckrahmen	weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Innenbeleuchtung Gefrierteil	LED
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	13
Rollen	
Rollenart	-
Isolationsstärke Gehäuse/Tür [mm]	100 - 100
Tauwasserablauf	
Bruttogewicht [kg]	82
Nettogewicht [kg]	71
Klimaklasse	SN
Kältemittel	R 290
Anschlusswert [A]	3,0 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~