

# LGT 4725

## Technische Daten

Bruttoinhalt gesamt [l]	459
Nutzinhalt gesamt [l]	431
Abmessungen H/B/T [cm]	91,9/164,80/80,80
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	65
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	144,5
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	50
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	4,352
Kühlsystem Gefrierteil	statisch
Abtauverfahren Gefrierteil	manuell
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-10°C bis -45°C
Material Tür-/Deckel	Stahl
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Innenbehälter	Aluminium weißbeschichtet
Farbe Abdeckrahmen	weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Innenbeleuchtung Gefrierteil	LED
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Anzahl Körbe	0
Maximale Körbeanzahl	16
Rollen	
Rollenart	-
Isolationsstärke Gehäuse/Tür [mm]	100 - 100
Tauwasserablauf	
Bruttogewicht [kg]	94
Nettogewicht [kg]	81
Klimaklasse	SN
Kältemittel	R 290
Anschlusswert [A]	3,5 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~