

LCexv 4010

Technische Daten

Bruttoinhalt gesamt [l]	361
Abmessungen H/B/T [cm]	200/60,00/61,50
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	43,5
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	44
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	110,5
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	1,8
Kühlsystem Kühlteil	dynamisch
Kühlsystem Gefrierteil	statisch
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch
Abtauverfahren Gefrierteil	manuell
Temperaturbereich Kühlteil [°C]	+3°C bis +8°C
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-9°C bis - 30°C
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Tür-/Deckel	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Innenbeleuchtung Kühlteil	-
Innenbeleuchtung Gefrierteil	-
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Potentialfreier Kontakt	
Schnittstelle	RS 485
Anzahl der Ablageflächen Kühlteil	5
davon verstellbar	4
Material Ablageflächen Kühlteil	Glas
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	40
Höhe Stellfüsse [cm]	-
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolationsstärke Gehäuse/Tür [cm]	70 - 70
Bruttogewicht [kg]	93
Nettogewicht [kg]	87
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [W]	1,5 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~