

LGUex 1500 MediLine

Technische Daten

Bruttoinhalt gesamt [l]	139
Abmessungen H/B/T [cm]	82/60,00/61,50
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	45
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	45,4
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	66,3
Fachhöhe [cm]	14,9
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	0,926
Kühlsystem Gefrierteil	statisch
Abtauverfahren Gefrierteil	manuell
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-9°C bis -26°C
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Tür-/Deckel	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Innenbeleuchtung Gefrierteil	-
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	
Anzahl der Ablageflächen Gefrierteil	4
Material Ablageflächen Gefrierteil	Verdampferplatten
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg]	24
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Fußpedalöffner	
Höhe Stellfüsse [mm]	-
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolationsstärke Gehäuse/Tür [mm]	55 - 55
Bruttogewicht [kg]	45
Nettogewicht [kg]	42
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [A]	1,0 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~