

LKUv 1610 MediLine

Technische Daten

Bruttoinhalt gesamt [l]	141
Abmessungen H/B/T [cm]	82/60,00/61,50
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	43,5
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	44
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	67
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	0,747
Kühlsystem Kühlteil	dynamisch
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch
Temperaturbereich Kühlteil [°C]	+3°C bis +8°C
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Tür-/Deckel	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Innenbeleuchtung Kühlteil	-
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Potentialfreier Kontakt	ja
Schnittstelle	RS 485
Anzahl der Ablageflächen Kühlteil	4
davon verstellbar	3
Material Ablageflächen Kühlteil	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	45
Höhe Stellfüsse [mm]	-
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolationsstärke Gehäuse/Tür [mm]	40 - 40
Bruttogewicht [kg]	39
Nettogewicht [kg]	37
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [A]	1,0 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~