

# LGPv 6520 MediLine

## Technische Daten

Bruttoinhalt gesamt [l]	601
Abmessungen H/B/T [cm]	215/70,00/83,00
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	70
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	52
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	155
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	4,715
Kühlsystem Gefrierteil	dynamisch
Abtauverfahren Gefrierteil	automatisch
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-10°C bis -35°C
Gastronorm [mm]	-
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Tür-/Deckel	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung mit Echttextanzeige
Innenbeleuchtung Gefrierteil	-
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	
Anzahl der Ablageflächen Gefrierteil	4
Material Ablageflächen Gefrierteil	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg]	60
Griff	Griffleiste
Fußpedalöffner	
Höhe Stellfüsse [mm]	-
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolationsstärke Gehäuse/Tür [mm]	83 - 60
Bruttogewicht [kg]	171
Nettogewicht [kg]	143
Klimaklasse	T (5)
Kältemittel	R 290
Anschlusswert [A]	4,0 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~