

LKPv 1423 MediLine

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Bruttoinhalt gesamt [l] | 1.427 |
| Abmessungen H/B/T [cm] | 215/143,00/83,00 |
| Nutzbare Tiefe Innenraum [cm] | 70 |
| Nutzbare Breite Innenraum [cm] | 125 |
| Nutzbare Höhe Innenraum [cm] | 155 |
| Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h] | 3,923 |
| Kühlsystem Kühlteil | dynamisch |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Temperaturbereich Kühlteil [°C] | 0°C bis +16°C |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Farbe Gehäuse | weiß |
| Material Tür-/Deckel | Isolierglastür |
| Material Innenbehälter | Chrom-Nickel-Stahl |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung mit Echttextanzeige |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED Beleuchtung, separat schaltbar |
| Temperaturanzeige Kühlteil | außen digital |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Potentialfreier Kontakt | ja |
| Schnittstelle | RS 485 |
| Anzahl der Ablageflächen Kühlteil | 8 |
| davon verstellbar | 8 |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Roste kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg] | 60 |
| Griff | Griffleiste |
| Schloss | vorhanden |
| Türe selbstschließend | ja |
| Türanschlag | - |
| Isolationsstärke Gehäuse/Tür [mm] | 83 - 60 |
| Bruttogewicht [kg] | 284 |
| Nettogewicht [kg] | 229 |
| Klimaklasse | T (5) |
| Kältemittel | R 290 |
| Anschlusswert [A] | 3,0 A |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Spannung [V] | 220-240 V ~ |

✓

✓