

# Lkexv 2600 MediLine

## Technische Daten

Bruttoinhalt gesamt [l]	240
Abmessungen H/B/T [cm]	125/60,00/61,00
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	44
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	47
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	106,2
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	0,786
Kühlsystem Kühlteil	dynamisch
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch
Temperaturbereich Kühlteil [°C]	+1°C bis +15°C
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Tür-/Deckel	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Warnsignal bei Störung	-
Potentialfreier Kontakt	
Schnittstelle	-
Anzahl der Ablageflächen Kühlteil	5
davon verstellbar	4
Material Ablageflächen Kühlteil	Glas
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	40
Höhe Stellfüsse [mm]	-
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	
Türanschlag	rechts wechselbar
Bruttogewicht [kg]	53
Nettogewicht [kg]	49
Klimaklasse	SN-T
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert [A]	1,0 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~