

LKPv 1420 MediLine

Technische Daten

Bruttoinhalt gesamt [l]	1.427
Abmessungen H/B/T [cm]	215/143,00/83,00
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	70
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	125
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	155
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	2,297
Kühlsystem Kühlteil	dynamisch
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch
Temperaturbereich Kühlteil [°C]	-2°C bis +16°C
Gastronorm [mm]	-
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Tür-/Deckel	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung mit Echttextanzeige
Innenbeleuchtung Kühlteil	-
Temperaturanzeige Kühlteil	außen digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Potentialfreier Kontakt	ja
Schnittstelle	RS 485
Anzahl der Ablageflächen Kühlteil	8
davon verstellbar	8
Material Ablageflächen Kühlteil	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg]	60
Griff	Griffleiste
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	
Türanschlag	-
Isolationsstärke Gehäuse/Tür [mm]	83 - 60
Bruttogewicht [kg]	254
Nettogewicht [kg]	199
Klimaklasse	T (5)
Kältemittel	R 290
Anschlusswert [A]	2,5 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~